



BROWNE ETHYLENOXIDINTEGRATOREN, 100 STÜCK

entspricht DIN EN ISO 11140-1, Typ 5

Artikelnummer: 200696

Hersteller: Steris Browne

Preis: 20,74 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Integratoren von BROWNE werden gemeinsam mit Ethylenoxidsterilisatoren genutzt. Sie sollten hierbei jeder Beladung beigelegt werden, um festzustellen, dass ausreichende Sterilisationsbedingungen erreicht sind. Bei erfolgreicher Erreichung der Parameter wechselt der Kontrollindikator seine Farbe von Rot zu Grün und der Benutzer hat so die Gewissheit, dass die Sterilisation an der Indikatorposition erfolgreich war. Die Ethylenoxidintegratoren entsprechen Din EN ISO 11140-1, Typ 5.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 5

geeignet für Sterilisationsart: Ethylenoxid