



IONENAUSTAUSCHER VOR-ORT-SERVICE

Patronenregeneration, exkl. Anfahrtspauschale

Artikelnummer: 201217

Hersteller: SteriTech

Preis: ab 99,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Hinweis: Nach Ihrer Beauftragung wird unser Servicepartner innerhalb der nächsten fünf Werktage ohne Terminvereinbarung bei Ihnen vor Ort die Regeneration durchführen. Der Preis ist exkl. Anfahrts- / Servicepauschale in Höhe von 36,50 Euro netto (einmalig je Bestellung).

Bei der Instrumentenaufbereitung ist hochwertiges demineralisiertes Wasser wichtig, um Ablagerungen auf Instrumenten und in der Autoklavenkammer zu vermeiden und so frühzeitigem Verschleiß vorzubeugen. Demineralisiertes Wasser garantiert den Werterhalt Ihrer Instrumente und Geräte. Wasseraufbereitungsanlagen wie Ionenaustauscher-Patronen liefern dieses Wasser in gleichbleibend hoher Qualität für den Reinigungs-,

Desinfektions- und Sterilisationsprozess und werden an den Autoklaven angeschlossen. Das in den Ionenaustauscher-Patronen enthaltene Mischbettharz muss in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Eine Patronenregeneration macht Ihren Ionenaustauscher wieder voll einsatzfähig und sorgt für dauerhaft gleichbleibende Wasserqualität. Wann eine Patronenregeneration ansteht, können Sie daran erkennen, dass die Ionenaustauscher-Patrone den Leitwert als unzureichend anzeigt. Nach Ihrer Beauftragung der Regeneration bei uns per Shopbestellung, Telefon oder Fax-Bestellschein wird unser Servicepartner innerhalb der nächsten fünf Werktage ohne Terminvereinbarung bei Ihnen vor Ort die Regeneration durchführen. Sollten gewisse Tage aufgrund von Urlaub, OP-Tagen oder ähnlichem nicht für den Regenerationservice verfügbar sein, bitten wir Sie darum, uns zu informieren. Bei diesem Termin wird das Filterharz aus der Patrone entnommen, der Behälter gründlich gespült und anschließend mit frischem regeneriertem Filterharz befüllt. Darüber hinaus wird eine Funktionsüberprüfung der Patronenverrohrung und der Filterschläuche ausgeführt. Für die Regeneration verlässt Ihre Ionenaustauscher-Patrone für lediglich 20 Minuten Ihre Praxis und wird anschließend wieder an den Ort der Verwendung gebracht.

Durch diesen bequemen Service sparen Sie sich lästiges Verpacken und Versenden der Patrone und die Arbeit in der Praxis kann schnell wieder aufgenommen werden. Das durch Ihren Ionenaustauscher produzierte Reinstwasser weist nach dem Regenerieren wieder eine Leitfähigkeit von unter $0,1 \mu\text{S}/\text{cm}$ auf. Unser Servicepartner bietet hierbei TÜV-zertifizierten Service nach DIN EN ISO 9001:2000. Bitte beachten Sie, dass einmalig je Auftrag eine zusätzliche Servicepauschale in Höhe von 36,50 Euro/netto berechnet wird. Empfehlung: Lassen Sie die Ionenaustauscher-Patrone nach dem ersten Anschließen, unabhängig von der angezeigten Leitfähigkeit, innerhalb von zwölf Monaten regenerieren. Falls das VE-Wasser für Anwendungen mit besonderem Augenmerk auf Keimreduzierung und Keimfreiheit genutzt wird, sollte das Mischbettharz, unabhängig von der Leitfähigkeit, nach sechs Monaten regeneriert werden.

Profitieren Sie bei regelmäßigen Regenerationen von unserer Treuekarte!
Hinweis zur Verwendung in Kombination mit einer hausseitigen Entsalzungsanlage: Eine Enthärtungsanlage entnimmt dem Trinkwasser die härtebildenden Ionen und tauscht diese zum gleichen Teil mit Natriumionen aus. Dies hat den Effekt eines erhöhten Natriumanteils im Wasser. Natrium ist ein Salz auf der Kationenseite, die Ionenaustauscher bestehen aus einer Mischung aus Kationen und Anionen. Bei der Zuführung von Wasser mit erhöhtem Natriumionenanteil werden die Kationen im Ionenaustauscher einseitig belastet, was zu einer frühzeitigen Erschöpfung führt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Regenerationsservice

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O