



STERI-TECH LEITFÄHIGKEITSMESSGERÄT ANDIG2 MIT WANDHALTERUNG

mit analoger und digitaler Anzeige

Artikelnummer: 206720

Hersteller: SteriTech

Preis: 322,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Leitfähigkeitsmessgerät AnDig2 ist ein Anzeigegerät zur Leitfähigkeitskontrolle von Reinstwasser. Das Gerät verfügt sowohl über eine analoge als auch eine digitale Anzeige. Der Messbereich des Gerätes reicht von 0 bis 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$, der Messzellenfaktor beträgt $C=0,6$. Das AnDig2 verfügt über eine separate Messzelle $\frac{3}{4}$ 90° sowie eine Wandhalterung, die eine Anbringung im individuellen Sichtfeld ermöglicht.

Spezifikation:

Art des Artikels: Leitfähigkeitsmessgerät

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O