



BELADEWAGEN MIT 2 TRAYS FÜR TUTTNAUER D-LINE

für 3870ELC-G oder 5075ELC-G

Artikelnummer: 206952

Hersteller: Tuttnauer

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Der Wagen wird für die einfache und komfortable Beladung der Tischgeräte genutzt. Das Sterilgut wird auf dem Beladewagen auf den zwei mitgelieferten Trays platziert, der Wagen wird dann mit dem zugehörigen Transportwagen bequem bis an die Autoklavenkammer geschoben. Der Beladewagen wird dann kraftschonend über in der Kammer angebrachte Gleitschienen eingeschoben. Hinweis: Bei dieser Option wird die Kammer dauerhaft mit Gleitschienen anstatt einer Standard-Bodenplatte ausgestattet.

Spezifikation:

Art des Artikels: Belade-/ Transportwagen

Fachbereich: Labor;Pharma