



## **GESTELL FÜR TISCHGERÄTE DER TUTTNAUER D-SERIE**

inkl. passender Trays

Artikelnummer: 206953

Hersteller: Tuttnauer

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Die Gestelle werden in den Tischgeräten der D-Serie von Tuttnauer verwendet. Das Gestell inklusive passender Trays dient zur sicheren Aufnahme von Sterilgut während der Sterilisation im Autoklaven. Das Gestell ist anstelle einer Standard-Bodenplatte für das jeweilige Modell verfügbar.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich: Labor;Pharma