



KORB FÜR STANDGERÄTE DER TUTTNAUER D-SERIE

als Drahtkorb oder geschlossene Variante

Artikelnummer: 206949

Hersteller: Tuttnauer

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Die robusten Körbe für die vertikalen Autoklaven der D-Linie dienen der Aufnahme von Sterilgut während des Sterilisationsprozesses. Die Körbe gibt es jeweils als offene Drahtkörbe oder geschlossene Körbe mit Lüftungslöchern. Für jede Modellgröße gibt es den passenden Korb entweder in ganzer oder niedrigerer Höhe, die niedrigen Körbe sind jeweils innerhalb der Autoklavenkammer aufeinander stapelbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Labor;Pharma