



## **TUTTNAUER SCHNELLRÜCKKÜHLUNG**

mit Stützdruck

Artikelnummer: 204026

Hersteller: Tuttnauer

### **Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Die Schnellrückkühlung für Tuttnauer Autoklaven optimiert den Aufbereitungsprozess in Ihrer Praxis. Die Nutzung der Kühlung ermöglicht einen schnelleren Abkühlvorgang und damit eine kürzere Chargenlaufzeit. Neben der so erreichten Zeitersparnis sind die Medien kürzer einer erhöhten Temperaturbelastung ausgesetzt, was die Materialien schont. Die Schnellrückkühlung verfügt über Stützdruck und ist für offene und fest verschlossene Gefäße geeignet.

Hinweis: Es sind eine Wasserzuleitung, Druckluft und Abfluss notwendig.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör