



TUTTNAUER T-EDGE 10 DAMPFSTERILISATOR AKTIONSPAKET

B-Klasse, 23 Liter Kammervolumen, Stand alone

Artikelnummer: 206346

Hersteller: Tuttnauer

UVP: 7.635,00 €

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Der T-Edge 10 Sterilisator von Tuttnauer ist der ideale Autoklav für viele Praxisbereiche, besonders empfehlen wir ihn für Zahnkliniken und kleine Praxisumgebungen. Der Autoklav bietet eine einfache und intuitive Bedienung, effektive Sterilisationszyklen in Kombination mit Wasser- und Zeitersparnis und eine elegante, wartungsarme und daher langlebige Bauweise.

Die effektiven Sterilisationszyklen mit verkürzten Zykluszeiten sorgen für reduzierte tägliche und wöchentliche Betriebskosten. Die innovative, sichere Bauweise des Sterilisators von Tuttnauer verlängert den Produktlebenszyklus und reduziert die Instandhaltungskosten. So spart der Autoklav T-Edge 10 langfristig sowohl Zeit als auch Geld und schafft Planungssicherheit. Die

Möglichkeit zur Programmierung von Zeitverzögerungen für den Betrieb des Autoklaven außerhalb der Geschäftszeiten trägt weiter zur Kostensenkung bei. Die Kammer des Sterilisators bietet eine große Kapazität von über 75 Prozent und lässt sich über den 110°-Türöffnungswinkel bequem be- und entladen. Je nach Wunsch kann der Autoklav T-Edge 10 vorne, oben oder automatisch mit Wasser befüllt werden. In der Kammer finden fünf extralange Schalen für verpackte oder unverpackte Chargen oder drei Dentalkassetten in voller Größe und drei Kassetten in Viertelgröße Platz, womit ein großes Instrumentenaufkommen in einem Zyklus sterilisiert werden kann.

Das deutliche Bedienfeld von Tuttnauer ist in der Anwendung so einfach wie ein Smartphone - die voll automatisierten Zyklen (inkl. Testprogrammen) über "Click and go" erfordern lediglich die Programmauswahl und das Drücken auf den Startknopf des Autoklaven. Das Bedienfeld zeigt Programme, Zykluszeiten, Wasserpegel und andere wichtige Prozessparameter an und ermöglicht so einen klaren Zyklusüberblick des Sterilisators. Der T-Edge 10 von Tuttnauer bietet erweiterte Dokumentations- und Rückverfolgungsoptionen für die verpflichtende Aufzeichnung der Zyklusdaten. Der interne Speicher des Autoklaven zeichnet mehr als 1.000 Zyklen sicher und langfristig auf und bietet den Ausdruck von diesen an. Die Ethernet-Verbindung und der USB-Anschluss ermöglichen die Übertragung von Daten auf PC oder Netzwerk. Auch personalisierte Benutzernamen und Passwörter können angelegt werden, um die Nachverfolgbarkeit zu verbessern und so Schutz für Patienten und Personal zu bieten. Der Autoklav T-Edge 10 erfüllt umfassende internationale Normen für vollste Sicherheit.

Die zeitsparende Arbeitsweise mit dem T-Edge 10 von Tuttnauer schafft Freiräume im Arbeitsalltag, in denen Sie für Ihre Patienten da sein können. Die vollautomatische Funktionsweise, die einfache Bedienung und das elegante, langlebige Design machen den Sterilisator T-Edge 10 zu einer sinnvollen Anschaffung für Ihre Praxis.

Hinweis: Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie eine Inbetriebnahme wünschen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 58 cm x 48 cm x 50 cm

Innenmaße: Ø 25 cm x 46 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 50/60 Hz

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: weiß

Gewicht: 50 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Dokumentation: integriert

Wartungsintervall: 12 Monate

Kammervolumen: 23 Liter

Trocknungszeit: 15 Min.