




\*Abbildung ähnlich

## TUTTNAUER TÜRDICHTUNG FÜR T-EDGE 10

zum schnellen Selbst austausch

Artikelnummer: 206744

Hersteller: Tuttnauer

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Diese Türdichtung ist kompatibel mit dem Sterilisator T-Edge 10 von Tuttnauer. Das Original-Ersatzteil ist aus Silikon und passt perfekt in die Tür des Gerätes. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Arbeitsalltag muss nicht unterbrochen werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Ersatzteil

Passend für Sterilisator: T-Edge 10