



## WERTHER BLACK MAMBA IM100 VS LEISELAUF KOMPRESSOR

im Koffergehäuse

Artikelnummer: 202009

Hersteller: Werther

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Der Leiselauf-Kompressor Black Mamba IM100 VS von WERTHER in der Industrieausführung ist speziell für den Einsatz im dentalen und ophthalmologischen Bereich geeignet. Trocknen Sie Ihre gereinigten Instrumente und nutzen Sie den Kompressor, um Proteintests nach der Instrumentenaufbereitung mit dem in Hohlräumen befindlichen Flüssigkeiten zu besprühen. Das Gerät mit Schallschutzisolierung, Edelstahltank und Gebläse ist mit einer Vor-, Feinst- und Aktiv-Kohlefilter-Einheit mit neuester Mamba-Motorenteknologie ausgestattet, die den ölfreien Kolbenkompressor mit einem Drucklufttank für 3,5 Liter auch im Dauerlauf betreiben kann. Die Mamba-Serie entspricht Industrie-Standard, bietet eine zusätzliche Innenbeschichtung des Tanks gegen Korrosion und kann einen Arbeitsdruck

von maximal 8 bar realisieren. Herausragendes Merkmal dieses Kompressors ist die sehr leise Arbeitsweise, wodurch weder die Konzentration der Mitarbeiter noch der Praxisalltag beeinflusst wird.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Kompressor

Abmessungen Tx Bx H: 44 cm x 23 cm x 39 cm

Fachbereich: Dental;Labor;KfO;MKG;Ophthalmologie

Stromversorgung: 230 V / 50-60 Hz

Leistung: 500 W

Farbe: schwarz

Gewicht: 16 kg

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 12 Monate

Kammervolumen: 3,5 Liter

Druck: 8 bar