



ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE HYGIENE-MAUS MIT DREI TASTEN SCROLLRAD EMULATION

USB-kabelgebunden, in schwarz oder weiß

Artikelnummer: 202576

Hersteller: Active Key

Preis: 66,12 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese desinfizierbare Hygiene-Maus zeichnet sich durch die vielseitige Einsetzbarkeit sowie die einfache Reinigung und ergonomische Nutzung aus. Die kabelgebundene Maus besitzt eine rundum geschlossene Silikonmembran, die eine sichere Flächendesinfektion ermöglicht und die Maus vor Schmutz und Flüssigkeiten schützt. Die Reinigung kann nach den Richtlinien der VAH/DGHM durchgeführt werden und bietet Sicherheit vor Keimübertragung durch verschleppte Krankheitserreger. Die Vollversiegelung verhindert die Flächen-Rekontamination durch auslaufende Reinigungsflüssigkeit, außerdem kann kein Keimwachstum auf Desinfektionsmittelrückständen in Hohlräumen entstehen.

Das ergonomische Design wird durch die fünf mechanisch geführten Maustasten ergänzt, die die Maus besonders leicht bedienbar machen. Die 3-Tasten-Scrollrad-Emulation und die hohe Auflösung des optischen Sensors sorgen für höchsten Eingabekomfort und präzises Arbeiten im Alltag. Die Maus ist für Rechts- und Linkshänder gleich optimal bedienbar und daher universell einsetzbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: PC-Maus

Abmessungen Tx Bx H: 11,3 cm x 6,2 cm x 3,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für: Windows;macOS

Material: Silikon;Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate

Verbindung: USB-Kabel

Schutzart: Wasserdicht/IP68;Spritzwassergeschützt/IP65

Desinfizierbar: Wischdesinfizierbar;Tauchdesinfizierbar

Abwaschbar: Ja

Versiegelung: Vollversiegelt