



ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE TASTATUR AK-4450-G / FUNK

mit integriertem Touchpad, vollversiegelt

Artikelnummer: 204518.00003
Hersteller-EAN: 7061117412721
Name der Variante: Funk
Hersteller: Active Key

UVP: 161,45 €

Preis: 150,40 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese zuverlässige Hygienetastatur ist besonders für den Einsatz in Praxen, Krankenhäusern und Laboren geeignet. Der Silikonüberzug schützt das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz, Keimen und Flüssigkeiten. Die klinische Wischdesinfektion kann mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM vorgenommen werden.

Die kompakt gebaute Tastatur zeichnet sich durch einen leichten Tastenanschlag aus und ist auch für Vielschreiber zu empfehlen. Mit der

praktischen Clean-Funktion können Sie die Tastatur während der Reinigung deaktivieren, um ungewollte Eingaben zu vermeiden. Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an. Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Tastatur

Abmessungen Tx Bx H: 20,8 cm x 28,3 cm x 3,4 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für: Windows;macOS

Material: Silikon;Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate

Verbindung: Kabellos/Wireless

Schutzart: Wasserdicht/IP68;Spritzwassergeschützt/IP65

Desinfizierbar: Maschinell desinfizierbar;Wischdesinfizierbar;Tauchdesinfizierbar

Abwaschbar: Ja

Versiegelung: Vollversiegelt