



HARTMANN EUROSPENDER 1 PLUS

robuster Metallspender für alle marktüblichen Flaschen

Artikelnummer: 207897

Hersteller: Hartmann

Preis: ab 74,93 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Eurospender 1 plus von Hartmann ist ein robuster Metallspender, der selbst stärkeren Belastungen standhält. Da viele der abnehmbaren Teile komplett autoklavierbar sind, wird der Spender auch hohen Hygieneanforderungen gerecht.

Durch Frontentnahme ist der Pumpenwechsel leicht durchzuführen. Die Bedienung sowieso Reinigung des Eurospender 1 plus sind intuitiv und einfach. Es sind alle marktüblichen Flaschen in den Spender einsetzbar. Die Dosiermengen lassen sich je nach Bedarf einstellen, auf ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub.

Der Spender ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich: Für 350/500 ml-Flaschen und für für 1 Liter Flaschen.

Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial und Montage-/
Bedienungsanleitung. Die Einmalpumpen sind separat erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Spender