



HUPFER GN-BEHÄLTER 1/1

in verschiedenen Tiefen, passend für den Zureichtisch

Artikelnummer: 208214

Hersteller: Hupfer

Preis: ab 24,40 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die GN-Behälter von Hupfer werden für die Lagerung, den Transport, die Verteilung und die Ausgabe von warmen und kalten Speisen genutzt. Es handelt sich dabei um tiefgezogene Behälter, die in einer hygienischen Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl gefertigt sind. Diese Behälter entsprechen den Standards der Gastro-Norm EN 631 und DIN 66075. Diese Gastronorm-Behälter passen in den Zureichtisch von Hupfer (Artikelnummer 208213).

Spezifikation:

Art des Artikels: Gastronorm-Behälter

Material: Edelstahl

Norm: Gastro-Norm EN 631;DIN 66075