



HUPFER MOBILER PAPIERSTÄNDER

mit 4 Ablagerahmen, aus Edelstahl

Artikelnummer: 206876

Hersteller: Hupfer

UVP: 798,30 €

Preis: 684,26 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der mobile Papierständer von Hupfer wird beispielsweise in OP-Bereichen oder Zentralsterilisationen verwendet, um die schonende Aufbewahrung und zugriffsfreundliche Bereitstellung von Papierbögen zur hygienischen Verpackung von Sterilgutkörben zu ermöglichen. Der Wagen besteht aus einer stabilen, selbsttragenden Konstruktion aus einem Vierkantrohr-Rahmen und einem Ablagerahmen aus Rundrohr zu seitlichen Einschieben der Bögen. Papierbögen von 1200 mm Größe können hier eingeschoben und mit einer Halteklammer befestigt werden. Die Ablagehöhe liegt bei 90,5 Zentimetern. Der in den Rahmen integrierte Schiebebügel aus Vierkantrohr sorgt für leichte Manövrierbarkeit, vier Lenkrollen, zwei davon mit Feststellern, sorgen für leichte

Bewegung, vier Abweiserollen schützen Wand und Wagen vor Beschädigungen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 71,8 cm x 141,6 cm x 99,5 cm

Fachbereich: Labor;Pharma;Klinik

Farbe: silber

Gewicht: 15,39 kg

Material: Edelstahl