



HUPFER UNIVERSAL-HALTERUNG FÜR PUMPFLASCHEN, 12 STÜCK

für jegliche Pumpflasche geeignet, handfrei bedienbar

Artikelnummer: 206882

Hersteller: Hupfer

UVP: 1.013,30 €

Preis: 868,53 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Mit der Universal-Halterung für Pumpflaschen von Hupfer gehören Herumdrehen auf halbleeren Flaschen, Kleckern und Handkontakt beim Bedienen von Desinfektionsmittel- und Seifenspendern der Vergangenheit an. Der Spender ermöglicht die besonders hygienische Bedienung ohne Handkontakt, nur mit dem Ellenbogen. Egal, ob Waschlotion, Desinfektionsmittel oder Flüssigseife, rechteckige, runde, Halb- oder Ganzliterflaschen, Einweg- oder Mehrwegbehälter - die Universalhalterung bietet Platz für jegliche Flaschengröße. Durch zwei Schrauben ist die Halterung flexibel manuell einstellbar und passt so auf unterschiedlichste Flaschen. Einmal eingestellt, kann die Höhe fixiert und für den Einsatz folgender Flaschen

genutzt werden.

Das Nachfüllen erfolgt einfach und schnell: Die Halterung wird nach oben aufgeklappt, die leere Flasche entnommen und die frische eingesetzt und der Pumpbügel wird einfach wieder nach unten geklappt. Die Halterung besteht aus einem matt geschliffenen Gehäuse und einem Halteblech zur Wandbefestigung aus robustem Edelstahl sowie einem an der Oberseite angebrachten bügelförmigen, universell höhenverstellbaren Dosierhebel mit oberer Blende aus Edelstahl. Das Gehäuse mit dreiseitig aufgekanteter Stellfläche und frontseitiger flexibler Halteklammer, wird zur Anbringung einfach von oben auf die Wandhalterung geschoben.

Hinweis: Um die enthaltene Flasche gegen Diebstahl zu sichern, kann diese mit Kabelbindern durch die vorhandenen Löcher an der Halterung fest gesichert werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Spender

Abmessungen Tx Bx H: 12 cm x 19,8 cm x 23,9 cm

Farbe: silber

Gewicht: 0,92 kg

Material: Edelstahl