



MISCEA CLASSIC SYSTEM

Seife, Wasser und Desinfektion - ohne direkten Kontakt

Artikelnummer: 208007

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Müheless reinigend und keimfrei: Das miscea CLASSIC System bietet Ihnen eine berührungslose Lösung für die Handwäsche. Einfach Seife, Wasser und Desinfektion - all das ohne direkten Kontakt. Das Video zeigt Ihnen die faszinierende Funktionsweise des miscea CLASSIC Systems. Durch das miscea CLASSIC System minimieren Sie das Risiko von Kreuzkontamination erheblich. Eine hygienische und keimfreie Umgebung wird dadurch müheless erreicht. In sensiblen Bereichen, in denen strenge Hygienestandards gelten, erweist sich das System als zuverlässiger Partner für einfache und wirkungsvolle Hygienemaßnahmen. Für einen aufgeräumten Eindruck kann das miscea CLASSIC System diskret außerhalb des Blickfelds installiert werden - sei es in einem Schrank oder unter dem Waschbecken. So wird nicht nur das Risiko von Kreuzkontamination verringert, sondern auch ein sauberes und ordentliches

Ambiente geschaffen. Die fortschrittliche Sensortechnologie, die in den miscea Systemen integriert ist, macht sie zu den verlässlichsten und schnellsten Armaturen auf dem Markt. Im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen reagieren miscea Systeme äußerst prompt und äußerst präzise. Das verspricht eine sorgenfreie und angenehme Nutzererfahrung bei jeder Verwendung. Erleben Sie mit dem miscea CLASSIC System eine neue Dimension der Hygiene - mühelos, effektiv und mit einer technologischen Perfektion, die Ihnen ein unvergleichliches Handwascherlebnis beschert. miscea hat verschiedene Varianten dieses Produkts im Sortiment. Eine Übersicht finden Sie unter "Downloads & Datenblätter". Lassen Sie uns wissen, welche Artikel für Sie interessant sind. Gerne helfen wir Ihnen dabei, die für Sie passenden Armatur zu finden und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Armatur