



ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE HYGIENE-FUNK-MAUS AK-PMH21

Scroll Wheel Sensor, vollversiegelt

Artikelnummer: 207943

Hersteller: Active Key

Preis: 89,77 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Hygiene-Maus überzeugt durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung und die getestete lange Lebensdauer. Die ergonomische Maus ist geeignet für die klinische Wischdesinfektion und kann nach den Richtlinien der DGHM und VAH gereinigt werden. Das Eindringen von Flüssigkeiten und Staub wird durch die aus einem Stück gefertigte Oberfläche verhindert. Dies bietet neben der Möglichkeit der einfachen und vor allem sicheren Desinfektion auch Schutz für Mitarbeiter und Patienten.

Die Bedienung findet über den Scroll Wheel Sensor und mechanisch geführte Maustasten statt. Die Maus ist für Rechts- und Linkshänder geeignet und damit individuell einsetzbar.

Mit dieser Maus und dessen USB-Empfänger besteht die Möglichkeit jede

Funktastatur von Active Key miteinander zu koppeln.

Spezifikation:

Art des Artikels: PC-Maus

Abmessungen Tx Bx H: 14,2 cm x 4,9 cm x 2,6 cm

Passend für: Windows;macOS

Material: Silikon;Kunststoff

Verbindung: Kabellos/Wireless

Schutzart: Wasserdicht/IP68;Spritzwassergeschützt/IP65

Versiegelung: Vollversiegelt