



## **ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE HYGIENE-TASTATUR AK-C7000F**

USB-kabelgebunden / Funk, vollversiegelt / auswechselbare Silikonmembran

Artikelnummer: 204523

Hersteller: Active Key

**Preis: ab 122,88 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese zuverlässige Hygienetastatur ist besonders für den Einsatz in Praxen, Krankenhäusern und Laboren geeignet. Der Silikonüberzug schützt das Tastenfeld mit 104 Tasten vor dem Eindringen von Schmutz, Keimen und Flüssigkeiten. Die klinische Wischdesinfektion kann mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM vorgenommen werden. Die maschinelle Desinfektion (bei auswechselbarer Membran) kann bei 93° C und 134° C optional erfolgen.

Die Tastatur zeichnet sich durch einen leichten Tastenanschlag aus und ist auch für Vielschreiber zu empfehlen. Mit der praktischen Clean-Funktion können Sie die Tastatur während der Reinigung deaktivieren, um ungewollte Eingaben zu vermeiden.

Wählen Sie zwischen USB-Kabel- oder Funk-Verbindung und vollversiegelter oder auswechselbarer Membran sowie zwischen schwarz und weiß. Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an. Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Hygienetastatur

Abmessungen Tx Bx H: 13,9 cm x 37,4 cm x 2,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für: Windows;macOS

Material: Silikon;Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate

Verbindung: USB-Kabel;Kabellos/Wireless

Schutzart: Wasserdicht/IP68;Spritzwassergeschützt/IP65

Desinfizierbar: Maschinell desinfizierbar;Wischdesinfizierbar;Tauchdesinfizierbar

Abwaschbar: Ja

Versiegelung: Vollversiegelt;Auswechselbare Membran