



ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE HYGIENEMAUS AK-PMH3

wahlweise mit 3-Button Scroll oder Scroll Sensor, Funk- oder USB-Kabelverbindung

Artikelnummer: 208464

Hersteller: Active Key

Preis: ab 66,34 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die ergonomische Hygienemaus AK-PMH3 ist aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Umgebungen von Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren geeignet. Aufgrund ihres flachen und spaltfreien Designs ermöglicht sie eine optimale Wischdesinfektion und schützt effektiv gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.

Technisch überzeugt die AK-PMH3 mit ihrer ergonomischen Form und der praktischen wake-up-by-motion-Funktion. Der flach abgedeckte Blaulichtsensor in der Bodenplatte ermöglicht eine präzise Cursor-Führung auch auf glänzenden Oberflächen.

Sowohl für Rechts-, als auch Linkshänder ist die AK-PMH3 ein unverzichtbares

Eingabegerät im Klinik-und Praxisalltag.

Spezifikation:

Art des Artikels: PC-Maus

Material: Silikon;Kunststoff

Verbindung: Kabellos/Wireless;USB-Kabel

Schutzart: Wasserdicht/IP68;Spritzwassergeschützt/IP65

Versiegelung: Vollversiegelt