



## **ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE USB-TASTATUR AK-C7412**

mit Nummernfeld und Touchpad, vollversiegelt, kabelgebunden

Artikelnummer: 205407

Hersteller-EAN: 7061114219286

Hersteller: Active Key

UVP: 172,53 €

**Preis: 160,71 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese zuverlässige Hygienetastatur ist besonders für den Einsatz in Praxen, Krankenhäusern und Laboren geeignet. Der Silikonüberzug schützt das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz, Keimen und Flüssigkeiten. Die klinische Wischdesinfektion kann mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM vorgenommen werden.

Die Tastatur zeichnet sich durch einen leichten Tastenanschlag aus und ist auch für Vielschreiber zu empfehlen. Mit der praktischen Clean-Funktion können Sie die Tastatur während der Reinigung deaktivieren, um ungewollte

Eingaben zu vermeiden. Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an. Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Hygienetastatur

Abmessungen Tx Bx H: 14 cm x 36,5 cm x 1,9 cm

Fachbereich:

Chirurgie; Orthopädie; Urologie; Dermatologie; Allgemeinmedizin; Dental; Gynäkologie; KfO; HNO; MKG; OP

Farbe: weiß

Passend für: Windows; macOS

Gewicht: 0,6 kg

Material: Silikon; Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate

Verbindung: USB-Kabel

Schutzart: Wasserdicht/IP68; Spritzwassergeschützt/IP65

Desinfizierbar: Wischdesinfizierbar; Tauchdesinfizierbar

Abwaschbar: Ja

Versiegelung: Vollversiegelt