



## **ACTIVE KEY HYGIENE-MAUS MIT SCROLL WHEEL-SENSOR / SCHWARZ**

USB-kabelgebunden

Artikelnummer: 203265.00002

Hersteller-EAN: 7061115603794

Name der Variante: schwarz

Hersteller: Active Key

UVP: 70,98 €

**Preis: 66,12 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese kabelgebundene Hygiene-Maus überzeugt durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung und die getestete lange Lebensdauer. Die ergonomische Maus ist geeignet für die klinische Wischdesinfektion und kann nach den Richtlinien der DGHM und VAH gereinigt werden. Das Eindringen von Flüssigkeiten und Staub wird durch die aus einem Stück gefertigte Oberfläche verhindert. Dies bietet neben der Möglichkeit der einfachen und vor allem sicheren Desinfektion auch Schutz für Mitarbeiter und Patienten.

Die Bedienung findet über den Scroll Wheel Sensor und mechanisch geführte Maustasten statt. Die Maus ist für Rechts- und Linkshänder geeignet und damit individuell einsetzbar.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: PC-Maus

Abmessungen Tx Bx H: 11,2 cm x 6 cm x 3,8 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwarz

Passend für: Windows;macOS

Material: Silikon;Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate

Verbindung: USB-Kabel

Schutzart: Wasserdicht/IP68;Spritzwassergeschützt/IP65

Desinfizierbar: Wischdesinfizierbar;Tauchdesinfizierbar

Abwaschbar: Ja

Versiegelung: Vollversiegelt