



Hinweis: Diese Tastatur ist kabelgebunden.

## ACTIVE KEY HYGIENETASTATUR AK-C7012 BACKLIT

USB-Kabel-Verbindung, mit Hintergrundbeleuchtung

Artikelnummer: 208173

Hersteller: Active Key

**Preis: ab 122,87 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die zuverlässige Hygienetastatur ist besonders für den Einsatz in Praxen, Krankenhäusern und Laboren geeignet, aber auch anderweitig vielseitig einsetzbar. Der Silikonüberzug schützt das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz, Keimen und Flüssigkeiten. Diese Tastatur verfügt über ein beleuchtetes Tastenfeld für den Einsatz in dunkler Umgebung. Die klinische Wischdesinfektion kann mit allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM vorgenommen werden. Die maschinelle Desinfektion (bei auswechselbarer Membran) kann bei 93°C und 134°C optional erfolgen.

Die Hygienetastatur zeichnet sich durch einen leichten Tastenanschlag aus und ist auch für Vielschreiber zu empfehlen. Mit der praktischen Clean-Funktion

können Sie die Tastatur während der Reinigung deaktivieren, um ungewollte Eingaben zu vermeiden. Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an. Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Hygienetastatur

Abmessungen Tx Bx H: 13,9 cm x 36,4 cm x 1,7 cm

Farbe: weiß