



ACTIVE KEY KOMPAKTE TASTATUR MIT TRACKBALL AK-440

Mit Trackball für eine einfache Steuerung des Cursors

Artikelnummer: 207994

Hersteller: Active Key

Preis: 76,26 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die kabelgebundene Tastatur AK-440 von Active Key mit 83 Tasten bietet Ihnen ein erstklassiges Bedienerlebnis in einem flachen, ergonomischen Design. Dank ihrer kompakten Abmessungen eignet sie sich perfekt für den Einsatz in Bereichen mit begrenztem Platzangebot. Die flache Tastenstruktur gestattet eine mühelose Reinigung und ist unempfindlich gegen Staub und Spritzwasser. Die Tastatur ermöglicht eine präzise und reaktionsschnelle Eingabe, während der optische Trackball als zuverlässiger Mausersatz fungiert und auch ungeübten Anwendern die einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers erlaubt. Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an. Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf

Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Industrietastatur

Abmessungen Tx Bx H: Ca. 168 mm x 293 mm x 34 mm

Gewicht: Ca. 600 g

Verbindung: USB-Kabel