



ACTIVE KEY PROGRAMMIERBARE TASTATUR AK-100/24

Frei programmierbare Kassentastatur mit 24 Tasten

Artikelnummer: 208189

Hersteller: Active Key

Preis: ab 71,80 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die AK-100-24 Tastatur von Active Key setzt Maßstäbe in Qualität und Zuverlässigkeit. Sie wurde speziell für den Einsatz in Kassensystemen und ähnlichen Anwendungen entwickelt, wo höchste eine lange Lebensdauer unverzichtbar ist. Dank der internen Metallplatte bietet sie nicht nur höchste Stabilität, sondern auch extreme Zuverlässigkeit selbst bei dauerhaftem Einsatz über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren.

Mit der leicht verständlichen Software können alle 24 Tasten mühelos mit individuell auswählbaren Tastencodes belegt werden. Alle Codes werden direkt in der Tastatur gespeichert und als Tastencodes an das System übertragen, ganz ohne die Notwendigkeit spezieller Treiber. Dank der kostenfrei zur Verfügung gestellten Software Matrix Maker ist das Belegen der Tasten ein

Kinderspiel und ermöglicht eine maximale Anpassungsfähigkeit an die individuellen Bedürfnisse.

Spezifikation:

Art des Artikels: Programmierbare Tastatur

Abmessungen Tx Bx H: 105 mm x 180 mm x 45 mm

Farbe: Schwarz

Gewicht: 400 g

Verbindung: USB-Kabel