



ACTIVE KEY USB-TASTATUR AK-8800

mit integriertem dreispurigem Magnetkartenleser

Artikelnummer: 208183

Hersteller: Active Key

UVP: 112,95 €

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Die AK-8800 von Active Key ist eine erstklassige und verlässliche PC-Tastatur mit einem integrierten 3-Spur-Magnetkartenleser. Sie wurde speziell für den Einsatz im Finanz- und Sicherheitssektor, am Point of Transaction (POS/POT) sowie im Gesundheitswesen entwickelt und übersteht 500.000 Durchzugszyklen.

Die Daten des Magnetkartenlesers werden als Tastenemulation direkt an das System gesendet, wodurch eine Softwareanbindung über spezielle Treiber überflüssig wird. Die Tastatur verfügt über ein volles 104/105 Tastenlayout und ein spritzwassergeschütztes Tastenfeld.

Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an.

Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Industrietastatur

Abmessungen Tx Bx H: 171 mm x 452 mm x 59 mm

Farbe: Schwarz

Gewicht: Ca. 950 g

Verbindung: USB-Kabel