



ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE HYGIENE-FUNK-MAUS AK-PMT2-LB-FS-W

weiß, Funk-Verbindung

Artikelnummer: 204522

Hersteller-EAN: 7061118218582

Hersteller: Active Key

UVP: 70,98 €

Preis: 66,12 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Hygiene-Maus überzeugt durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung und die getestete lange Lebensdauer. Die ergonomische Maus ist geeignet für die klinische Wischdesinfektion und kann nach den Richtlinien der DGHM und VAH gereinigt werden. Das Eindringen von Flüssigkeiten und Staub wird durch die aus einem Stück gefertigte Oberfläche verhindert. Dies bietet neben der Möglichkeit der einfachen und vor allem sicheren Desinfektion auch Schutz für Mitarbeiter und Patienten.

Die Bedienung findet über das 3 Tasten Scrollrad und die Maustasten statt. Die

Maus ist für Rechts- und Linkshänder geeignet und damit individuell einsetzbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: PC-Maus

Abmessungen Tx Bx H: 11,2 cm x 6 cm x 3,8 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für: Windows;macOS

Material: Silikon;Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate

Verbindung: Kabellos/Wireless

Schutzart: Wasserdicht/IP68;Spritzwassergeschützt/IP65

Desinfizierbar: Wischdesinfizierbar;Tauchdesinfizierbar

Abwaschbar: Ja

Versiegelung: Vollversiegelt