



ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE TASTATUR AK-C4110F

USB / Funk, vollversiegelt / auswechselbare Silikonmembran

Artikelnummer: 201369

Hersteller: Active Key

Preis: ab 94,50 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese zuverlässige und kompakte Hygienetastatur/Medical-Tastatur ist besonders für den Einsatz in Praxen, Krankenhäusern und Laboren geeignet. Der Silikonüberzug schützt das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz, Keimen und Flüssigkeiten. Die klinische Wischdesinfektion kann mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGfHM vorgenommen werden. Die maschinelle Desinfektion (bei auswechselbarer Membran) kann bei 93° C und 134° C optional erfolgen. Mit der praktischen Clean-Funktion können Sie die Tastatur während der Reinigung deaktivieren, um ungewollte Eingaben zu vermeiden.

Die AK-C4110F ist durch die kleine Bauweise im Notebook-Design vielseitig einsetzbar und findet auch in Schubladen Platz. Durch den besonders leichten

Tastenanschlag ist diese Hygienetastatur auch für Vielschreiber zu empfehlen.
Wählen Sie zwischen dem Anschluss per USB-Kabel oder Funk, sowie einer vollversiegelten oder auswechselbaren Membran.

Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an.
Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Hygienetastatur

Abmessungen Tx Bx H: 13,9 cm x 29,1 cm x 2,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für: Windows;macOS

Gewicht: 0,5 kg

Material: Silikon;Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate