



## **ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE TASTATUR AK-CB4112F**

beleuchtet, kompakt im Notebook-Design, kabelgebunden

Artikelnummer: 207092

Hersteller: Active Key

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Diese zuverlässige und kompakte Hygienetastatur/Medical-Tastatur im UK-Layout ist besonders für den Einsatz in Praxen, Krankenhäusern und Laboren geeignet. Der Silikonüberzug schützt das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz, Keimen und Flüssigkeiten. Die klinische Wischdesinfektion kann mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM vorgenommen werden. Die maschinelle Desinfektion (bei auswechselbarer Membran) kann bei 93° C und 134° C optional erfolgen. Das extrem flache Tastenprofil erleichtert und verbessert die Desinfizierbarkeit im Vergleich zum Vorgängermodell AK-C4400. Mit der praktischen Clean-Funktion können Sie die Tastatur während der Reinigung deaktivieren, um ungewollte Eingaben zu vermeiden.

Die AK-CB4112F ist durch die kleine Bauweise im Notebook-Design vielseitig einsetzbar und findet auch in Schubladen Platz. Durch den besonders leichten Tastenanschlag ist diese Hygienetastatur auch für Vielschreiber zu empfehlen. Wählen Sie zwischen einer vollversiegelten oder auswechselbaren Membran. Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an. Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Hygienetastatur

Abmessungen Tx Bx H: Ca. 139 x 284 x 17 mm

Farbe: weiß

Verbindung: USB-Kabel