



ACTIVE KEY HYGIENETASTATUR AK-C7012 MEDICAL KEY

USB-Kabel-Verbindung, auch mit MAC kompatibel

Artikelnummer: 202553

Hersteller: Active Key

Preis: ab 129,02 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Hygienetastatur AK-C7012 ist optimal für den Einsatz in Arztpraxen, Krankenhäusern und Laboren geeignet und bietet zudem zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in anderen Bereichen. Der Silikonüberzug schützt das Tastenfeld wirksam vor Schmutz, Keimen und Flüssigkeiten. Das extrem flache Tastenprofil erleichtert und verbessert die Desinfizierbarkeit im Vergleich zum Vorgängermodell AK-C7000.

Die Tastatur kann gemäß den VAH- und DGHM-Richtlinien mit allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln klinisch wischdesinfiziert werden. Eine maschinelle Desinfektion ist optional bei 93°C und 134°C möglich, sofern eine austauschbare Membran verwendet wird.

Die Hygienetastatur überzeugt durch einen leichten Tastenanschlag und ist

somit auch für Vielschreiber hervorragend geeignet. Mit der praktischen Clean-Funktion kann die Tastatur während der Reinigung deaktiviert werden, um unbeabsichtigte Eingaben zu verhindern.

Die Tastatur ist ebenfalls in Varianten für die Nutzung mit Apple/MAC Computern erhältlich und besitzt ein eigens hierfür angepasstes Layout und eine überarbeitete Tastenbelegung. Die Tastatur mit USB-Kabel-Verbindung ist kompakt, besitzt einen integrierten Nummernblock und ist in vollem Umfang mit Apple/MAC-System einsetzbar. Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an. Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Hygienetastatur

Abmessungen Tx Bx H: 13,9 cm x 36,4 cm x 1,7 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für: macOS

Material: Silikon;Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate

Verbindung: USB-Kabel

Schutzart: Wasserdicht/IP68;Spritzwassergeschützt/IP65

Desinfizierbar: Maschinell desinfizierbar;Tauchdesinfizierbar;Wischdesinfizierbar

Abwaschbar: Ja

Versiegelung: Vollversiegelt;Auswechselbare Membran