



ACTIVE KEY HYGIENETASTATUR AK-CB7012 BACKLIT

USB-Kabel-Verbindung, mit Hintergrundbeleuchtung

Artikelnummer: 208173

Hersteller: Active Key

Preis: ab 129,01 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Hygienetastatur AK-CB7012 ist ideal für den Einsatz in Arztpraxen, Krankenhäusern und Laboren geeignet, bietet jedoch auch vielfältige Einsatzmöglichkeiten in anderen Bereichen. Der Silikonüberzug schützt das Tastenfeld effektiv vor Schmutz, Keimen und Flüssigkeiten. Zusätzlich verfügt diese Tastatur über ein beleuchtetes Tastenfeld, das die Nutzung in dunklen Umgebungen erleichtert. Die klinische Wischdesinfektion kann mit allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gemäß den VAH- und DGHM-Richtlinien durchgeführt werden. Die maschinelle Desinfektion ist optional bei 93°C und 134°C möglich, wenn eine austauschbare Membran verwendet wird.

Durch das extrem flache Tastenprofil ist die Desinfizierbarkeit bei diesem

Modell noch leichter und effizienter als beim Vorgänger AK-C7000.

Die Hygienetastatur besticht durch einen leichten Tastenanschlag und ist daher auch für Vielschreiber sehr gut geeignet. Mit der praktischen Clean-Funktion kann die Tastatur während der Reinigung deaktiviert werden, um unbeabsichtigte Eingaben zu vermeiden.

Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an.

Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Hygienetastatur

Abmessungen Tx Bx H: 13,9 cm x 36,4 cm x 1,7 cm

Farbe: weiß