



## **ACTIVE KEY HIGH PERFORMANCE USB-TASTATUR AK-8820S**

mit integriertem Chip- und Magnetkartenleser

Artikelnummer: 208184

Hersteller: Active Key

UVP: 86,13 €

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Die AK-8820S Tastaturreihe von Active Key zeichnet sich durch ihre herausragende Qualität und Zuverlässigkeit aus. Sie wurde gezielt für den Einsatz im Finanz- und Sicherheitsbereich, am Point of Transaction (POS/POT) sowie im Gesundheitswesen entwickelt. Mit dem hochmodernen Gemalto Chipsatz bietet diese Tastaturreihe maximale Kompatibilität und Zuverlässigkeit in Verbindung mit gängigen Betriebssystemen. Die Daten des Magnetkartenlesers werden als Tastenemulation direkt an das System übertragen, wodurch eine Softwareanbindung über spezielle Treiber überflüssig wird.

Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an.

Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Industrietastatur

Abmessungen Tx Bx H: 171 mm x 452 mm x 59 mm

Farbe: Schwarz

Gewicht: ca. 950 g

Verbindung: USB-Kabel