



ACTIVE KEY PROGRAMMIERBARE TASTATUR AK-S100/35

Frei programmierbare Zusatz tastatur mit 35 Tasten

Artikelnummer: 208188

Hersteller: Active Key

Preis: 81,25 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die AK-S100-PW-35 Tastaturserie überzeugt durch ihre erstklassige Qualität und ihre außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Sie wurde speziell für den Einsatz in Kassensystemen und ähnlichen Anwendungen entwickelt, in denen höchste Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer unverzichtbar sind. Durch die interne Metallplatte ist die Tastatur äußerst stabil und bietet eine extreme Zuverlässigkeit, selbst bei dauerhaftem Gebrauch über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren.

Die benutzerfreundliche Software MatrixMaker steht kostenlos zur Verfügung und ermöglicht es, alle 35 Tasten mit individuell wählbaren Tastencodes einfach zu programmieren. Sämtliche Codes werden direkt in der Tastatur gespeichert und als Tastencodes an das System übertragen, ohne dass spezielle Treiber

erforderlich sind. Die Tasten können auf 8 verschiedenen Ebenen belegt werden, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Programmierbare Tastatur

Abmessungen Tx Bx H: 122 mm x 198 mm x 45 mm

Farbe: Schwarz

Gewicht: 450 g