



EBRO EBI 20-T1 TEMPERATURDATENLOGGER-SET

inkl. Software und Interface

Artikelnummer: 206820

Hersteller: Ebro

UVP: 184,00 €

Preis: 163,56 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der EBI 20-T1-Standard-Temperaturdatenlogger von ebro ist mit einer Speicherkapazität von 40.000 Messwerten perfekt zur kontinuierlichen Dokumentation und Überwachung von Temperatur und Feuchte geeignet. Die zuverlässigen und robusten Logger überzeugen mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis und dem mitgelieferten Werkskalibrierzertifikat. Der EBI 20-T1 kann vielseitig eingesetzt werden, zum Beispiel bei der Transportüberwachung, Lagerüberwachung, Prozessüberwachung oder zum Temperaturmapping. Der Messbereich des Loggers reicht von -30 bis +70 °C und weist bei den Messungen eine Genauigkeit von +/- 0,5 °C zwischen -20 und +40 °C und +/- 0,8 °C für den restlichen Messbereich auf. Der Messintervall

reicht von einer Minute bis 24 Stunden.

Das Set beinhaltet zusätzlich zum EBI 20-T1-Logger die Auswertesoftware Winlog.basic und ein Interface inkl. Kabel. Dieses Schreib-Lesegerät wird zum Programmieren der Datenlogger benötigt und über ein USB-Kabel mit dem PC verbunden und so mit Strom versorgt. Das Set ermöglicht die sofortige Nutzung des EBI 20-T1-Loggers.

Spezifikation:

Art des Artikels: Datenlogger

Abmessungen Tx Bx H: 2,2cm x 4,8 cm x 6,9 cm

Fachbereich: Labor;Pharma

Material: ABS

Verbindung: USB-Kabel