



## **EBRO STANDARD-TEMPERATURDATENLOGGER EBI 20-T1**

zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung

Artikelnummer: 206819  
Hersteller-EAN: 4250304713342  
Hersteller: Ebro

UVP: 70,00 €

**Preis: 62,22 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der EBI 20-T1-Standard-Temperaturdatenlogger von ebro ist mit einer Speicherkapazität von 40.000 Messwerten perfekt zur kontinuierlichen Dokumentation und Überwachung von Temperatur und Feuchte geeignet. Die zuverlässigen und robusten Logger überzeugen mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis und dem mitgelieferten Werkskalibrierzertifikat. Der EBI 20-T1 kann vielseitig eingesetzt werden, zum Beispiel bei der Transportüberwachung, Lagerüberwachung, Prozessüberwachung oder zum Temperaturmapping. Der Messbereich des Loggers reicht von -30 bis +70 °C und weist bei den Messungen eine Genauigkeit von +/- 0,5 °C zwischen -20

und +40 °C und +/- 0,8 °C für den restlichen Messbereich auf. Der Messintervall reicht von einer Minute bis 24 Stunden.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Datenlogger

Abmessungen Tx Bx H: 2,2 cm x 4,8 cm x 6,9 cm

Fachbereich: Labor;Pharma

Material: ABS