



## HUPFER OP-AUFTRITT 2-STUFIG, 22 UND 44 CM HÖHE

rutschfest und stabil

Artikelnummer: 206879

Hersteller: Hupfer

UVP: 651,20 €

**Preis: 558,17 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

OP-Auftritte von Hupfer erleichtern die Arbeit im OP und in anderen Arbeitsbereichen und ermöglichen beispielsweise eine gute Position zum Patienten während wichtigen Operationen. Die stabile Konstruktion und die rutschhemmenden, strukturierten Oberflächen bieten sicheren Halt und Schutz vor Verletzungen bei der Nutzung. Stufen und Rahmengestell sind fest miteinander verschraubt und können zur Reinigung demontiert werden. Die einheitliche Stufenhöhe ohne Überlappung und die elektrische Leitfähigkeit sorgen zusätzlich für Sicherheit. Alle Vorgaben der DIN EN 14183 sind erfüllt. Die stabile Konstruktion aus Edelstahl-Vierkantrohren ist allseitig abgekantet und ermöglicht so auch leichte Reinigung.

### **Spezifikation:**

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb  
Max-Berk-Str. 3  
69226 Nussloch  
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90  
Telefax: 06224 98960 99  
[www.steri-shop.de](http://www.steri-shop.de)  
[info@steri-shop.de](mailto:info@steri-shop.de)

Art des Artikels: OP-Auftritt

Abmessungen Tx Bx H: 68 cm x 60 cm x 44 cm

Fachbereich: Labor;Pharma;Klinik

Farbe: silber

Gewicht: 11,62 kg

Material: Edelstahl

Beladungsmenge: 150 kg