



MEMMERT WASSERBAD WTB35

mit 37 Liter Füllvolumen

Artikelnummer: 206690.00005

Name der Variante: 37,5 Liter

Hersteller: Memmert

UVP: 1.408,00 €

Preis: 1.283,24 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Wasserbad WTB von Memmert bietet modernsten Komfort für die vielseitige Nutzung im Labor, beispielsweise für das Temperieren von Salben, Emulsionen, Proben, Platten und Nährlösungen sowie das Warmlagern und Kalibrieren in der Industrie. Das Gerät ist in sechs Baugrößen und mit verschiedenen Ausbaustufen und Zubehörteilen so ausstattbar, dass es perfekt für Ihren Nutzungszweck konzipiert werden kann. Beispielsweise kann es mit einer Peltier-Kühlvorrichtung, Flach- und Schrägdeckel, einer Schüttelvorrichtung oder einer Umwälzpumpe ergänzt werden. Die hochmoderne Regelungstechnik ist eingebettet in hochwertigem,

rostbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl, was für lange Lebensdauer sorgt. Die hochwertige Edelstahlwanne mit abgerundeten Ecken kann ohne Kippen restlos mit dem serienmäßigen Ablaufhahn entleert werden, die kompakte ergonomische Bauform sorgt für geringen Platzbedarf im Labor. Hinweis: Da es sich hierbei um einen Artikel handelt, der nur auf Kundenbestellung gefertigt wird, ist eine Rückgabe ausgeschlossen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Wasserbad

Abmessungen Tx Bx H: 55,4 cm x 67,4 cm x 24,5 cm

Innenmaße: 48,2 cm x 60,2 cm x 15 cm

Fachbereich: Labor;Pharma

Stromversorgung: 230 V

Farbe: silber

Gewicht: 14 kg

Garantielaufzeit: 36 Monate

Kammervolumen: 37 Liter