



DERUNGS OPTICLUX HAND LUPENLEUCHTE

mit großem, dimmbaren Lichtfeld in Tageslichtqualität

Artikelnummer: 208208

Hersteller: Derungs

Preis: ab 642,44 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Lupenlampe OPTICLUX Hand von Derungs ist speziell für dermatologische und tiermedizinische Untersuchungen konzipiert und eignet sich ideal für professionelle Anwendungen.

Besonders hervorzuheben ist das helle und gleichmäßige Leuchtfeld mit 8.000 Lux auf einer Entfernung von 15 cm. Der langlebige, wiederaufladbare Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 3 Stunden. Das helle, dimmbare Lichtfeld in Tageslichtqualität sorgt für ein angenehmes Nutzungserlebnis. Zudem gewährleistet die erstklassige Farbwiedergabe mit Ra 95 ein naturgetreues Sehen.

Die ergonomische Gestaltung ermöglicht eine bequeme Nutzung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder. Optional kann die Lampe mit Wood-Licht

verwendet werden. Hierbei ist kein Abdunkeln des Raums erforderlich.
Leuchten mit Wood-Licht bzw. Schwarzlicht sind spezielle
Untersuchungsleuchten für die Diagnose von Haut- und Haarveränderungen.
Dabei treten fluoreszierende Krankheitsherde und Pigmentveränderungen unter
UV-Licht hervor.

Spezifikation:

Art des Artikels: Lupenleuchte

Norm: EN 60601-1;EN 60601-2-41

Schutzart: IP 20