



LED-LUPENLEUCHE (WEIß), 9 W

Linse 150 mm, 2,25-fache Vergrößerung

Artikelnummer: 200982

Hersteller: Key Surgical

Preis: 103,08 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die LED-Lupenleuchte dient der besseren Kontrolle von Sterilgut auf Rückstände und Schmutz. Die Tischleuchte besitzt einen 80 Zentimeter langen Gelenkarm und wird mit einer Tischklemme mit Schraubbefestigung (Klemmbereich 6,5 cm) am Tisch angebracht. Der Ein-/Aus-Schalter befindet sich direkt auf der Leuchte, die aus stabilem Metall und Kunststoff besteht. Zum Schutz der Echtglas-Linse mit 2,25-facher Vergrößerung kann die Abdeckung einfach darüber geklappt werden. Die Lupenleuchte ist leicht zu reinigen und das Leuchtmittel ist bereits enthalten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Lupenleuchte

Abmessungen Tx Bx H: 80 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 230 V

Material: Metall, Kunststoff