



## **MEMMERT DURCHREICHESCHRANK UF160TS**

mit TwinDISPLAY und 161 Liter Kammervolumen

Artikelnummer: 206682.00001  
Name der Variante: 161 Liter  
Hersteller: Memmert

UVP: 8.648,00 €

**Preis: 7.881,70 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Durchreicheschränke der UF TS-Serie von Memmert sorgen für große Erleichterungen im Arbeitsalltag, da die Zeiten bei der Beladung minimiert und die Kontaminationsgefahr beim Transport von Proben verringert wird. Der Trockenschrank kann vielseitig in der Elektronikindustrie, Medizin, Viehzucht oder im Pharmabereich eingesetzt werden, immer dort, wo Proben transport schnell und einfach ohne Kontamination erfolgen soll.

Der leicht zu reinigende Innenraum, die schnellen Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür sowie die homogene Temperaturverteilung machen den Durchreicheschrank zur idealen Materialschleuse zwischen Grauraum und

Reinraum bzw. Schwarzraum und Weißraum. Er basiert auf dem Memmert-Universalschrank UFplus und bietet dieselben Highlights wie die ausgereifte Heizung sowie die perfekt abgestimmte Regelungstechnik. Die Steuerung über das intuitive TwinDISPLAY ermöglicht schnelle und einfache Steuerung und Dokumentation aller Prozesse. Bei der vier Modellgrößen, die alle über forcierte Luftumwälzung funktionieren, ist sicher auch das richtige Gerät für Ihre Nutzungszwecke dabei.

Neben dem benutzerfreundlichen Bedienkonzept bietet der Durchreicheschrank elektronisch steuerbare Luftwechselraten und Luftklappenstellung, programmierbare Temperatur- und Luftwechselrampen über die AtmoCONTROL-Software sowie vielfältige Dokumentations- und Programmierungsmöglichkeiten über Schnittstellen und integrierte Datenlogger. Die Zufuhr von vorgewärmter Frischluft verhindert Temperaturschwankungen und die nahezu ausschließliche Verwendung von rostbeständigem Edelstahl sorgt für robuste Bauweise und lange Lebensdauer.

Die Tür ist bei Bedarf mit wenigen Handgriffen in ca. 15 Minuten selbst umbaubar - das Lösen einiger Schrauben ermöglicht den Einbau der Tür in der anderen Richtung, sodass Sie den Türanschlag nach Wunsch anpassen können.

Hinweis: Da es sich hierbei um einen Artikel handelt, der nur auf Kundenbestellung gefertigt wird, ist eine Rückgabe ausgeschlossen.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Durchreicheschrank

Abmessungen Tx Bx H: 58,2 cm x 74,5 cm x 123,3 cm

Innenmaße: 40 cm x 56 cm x 72 cm

Fachbereich: Labor;Pharma

Stromversorgung: 230 V

Farbe: silber

Gewicht: 120 kg

Garanzlaufzeit: 36 Monate

Kammervolumen: 161 Liter

Luftumwälzung: forcierte Luftumwälzung