



\*Abbildung ähnlich

## MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR BRUTSCHRANK IF30MPLUS

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206702.00002  
Name der Variante: IF30mplus  
Hersteller: Memmert

UVP: 60,00 €

**Preis: 54,68 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Brutschränken der IFm-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: IF30mplus

Material: Edelstahl