



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR BRUTSCHRANK IF55MPLUS

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206702.00004
Name der Variante: IF55mplus
Hersteller: Memmert

UVP: 70,00 €

Preis: 63,80 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Brutschränken der IFm-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: IF55mplus

Material: Edelstahl