



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR KLIMASCHRANK ICH260L

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206713.00004

Name der Variante: ICH260L

Hersteller: Memmert

UVP: 137,00 €

Preis: 124,86 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Klimaschränken der ICH-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: ICH260L

Material: Edelstahl