



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR UNIVERSALSCHRANK UF

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206698

Hersteller: Memmert

Preis: ab 54,68 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Universalschränken der UF-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für Sterilisator:

UF30;UF30plus;UF55;UF55plus;UF75;UF75plus;UF110;UF110plus;UF160;UF160plus;UF260;UF260

Material: Edelstahl