



MEMMERT KLIMASCHRANK ICH260L

mit TwinDISPLAY, 256 Liter Kammervolumen und Beleuchtungseinheit

Artikelnummer: 206679.00007

Name der Variante: 256 Liter | mit Beleuchtungseinheit | ohne CO2-Regelung

Hersteller: Memmert

UVP: 17.305,00 €

Preis: 15.771,61 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Klimaschränke der ICH-Serie von Memmert bieten zuverlässige Homogenität von Temperatur und Feuchte. Der hermetisch abgeschlossene Arbeitsraum ermöglicht die Bildung eines Luftmantels, der der Wärme schnell und großflächig über die vier Seiten des Klimaschranks einbringt. So werden eine Vereisung des Kühlaggregates und Probenaustrocknung vermieden. Die digital geregelte, aktive Be- und Entfeuchtung von 10 bis 80% rh und der große Temperaturbereich von -10 bis +60°C (Modelle ICH L 0-60°C) schaffen vielseitige Nutzungsmöglichkeiten und passgenaues Arbeiten. Die verschiedenen Modellvarianten verfügen jeweils über ein TwinDISPLAY, das

mit der Software AtmoCONTROL die intuitive und einfache Überwachung aller Prozessparameter und Zyklen ermöglicht.

Die Klimaschränke ICH werden mit dem Kältemittel R134a betrieben. Die Modellvariante ICH L bietet als Lichtquelle Fluoreszenzlampen mit kaltweißem Licht (Tageslicht: Lichtfarbe 865, 6.500 K) sowie UV-Strahlung im Spektralbereich 320 - 400 nm, beide Lichter entsprechen Normlicht D65.

Das benutzerfreundliche und intuitive Bedienkonzept und die programmierbaren Temperatur- und Feuchterampen machen die Klimaschränke ICH zu einem zuverlässigen Partner im Arbeitsalltag. Die nahezu ausschließliche Verwendung von hochwertigem, rostbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl für Außen- und Innenflächen sorgt für lange Lebensdauer.

Die Tür ist bei Bedarf mit wenigen Handgriffen in ca. 15 Minuten selbst umbaubar - das Lösen einiger Schrauben ermöglicht den Einbau der Tür in der anderen Richtung, sodass Sie den Türanschlag nach Wunsch anpassen können.

Hinweis: Da es sich hierbei um einen Artikel handelt, der nur auf Kundenbestellung gefertigt wird, ist eine Rückgabe ausgeschlossen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Klimaschrank

Abmessungen Tx Bx H: 68,5 cm x 82,4 cm x 155,2 cm

Innenmaße: 50 cm x 64 cm x 80 cm

Fachbereich: Labor;Pharma

Stromversorgung: 230 V

Farbe: silber

Gewicht: 160 kg

Garantielaufzeit: 36 Monate

Kammervolumen: 256 Liter