



## MESALABS INKUBATOR FÜR MESALABS-BIOCHECK STEAM, H2O2 UND EO

Temperatur einstellbar

Artikelnummer: 201111

Hersteller: MesaLabs

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Der Inkubator von MesaLabs wird für den BioCheck STEAM, H2O2 und EO genutzt. Das Gerät verfügt über drei Temperatureinstellungen: 37°C für EO-Gas, 57°C für Dampf und 60°C für den 10-stündigen Smart-Read® EZTest® für Bioindikatoren für Dampf. Das integrierte Thermometer sorgt für sichere und zuverlässige Temperaturerreichung. 13 individuell nummerierte Inkubationsöffnungen und die Aktivierungsöffnung zum Aktivieren (Zerbrechen) brechbarer, selbstentwickelnder Bioindikatoren sowie die schnelle Aufwärmzeit erleichtern die Arbeit mit dem Inkubator. Die internationale Stromversorgung wird durch Wechselstecker für die USA, das Vereinigte Königreich, Europa und Australien sichergestellt.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Inkubator

Abmessungen Tx Bx H: 10,2 cm x 9 cm x 5,1 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Leistung: 30 W

Farbe: schwarz

Gewicht: 0,4 kg

Material: Kunststoff