



SARAYA MANUELLER SPENDER MD-450

für Seife, Desinfektionsmittel oder Toilettensitzreiniger in Saraya-Flaschen

Artikelnummer: 201287

Hersteller: Saraya

Preis: 21,40 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der manuelle Spender MD-450 von SARAYA kann mit Seife, Desinfektionsmittel oder Toilettensitzreiniger genutzt werden. Der Spender ist zur Wandmontage gedacht, diese kann leicht und schnell selbst erfolgen. Der Spender fasst 450 Milliliter, die noch verfügbare Füllmenge kann über ein Fenster am Spender komfortabel eingesehen werden. Durch leichten Druck auf den Hebel wird die Ausgabe des Produkts aktiviert. Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einbau auch in kleinen Räumlichkeiten. Der MD-450 ist kompatibel mit den 450-Milliliter-Kartuschen Alsoft VB und Alpet D2.

Spezifikation:

Art des Artikels: Spender

Abmessungen Tx Bx H: 8,8 cm 10,5 cm x 22,4 cm

Beladungsmenge: 0,45 Liter