



## **STERIS HEXALUX UNTERSUCHUNGSLEUCHE**

mobil, zur Wand- oder Deckenanbringung

Artikelnummer: 206728

Hersteller: Steris Browne

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Die HexaLux Untersuchungsleuchte ist die neue Generation der LED-Untersuchungsleuchten für Ihre Praxis oder Klinik. Erleben Sie im Untersuchungsraum den deutlichen Unterschied in Komfort und natürlicher Farbwiedergabe dank reinweißem LED-Licht. Die Untersuchungsleuchte bietet viele komfortable Nutzungsmöglichkeiten, beispielsweise in Untersuchungsräumen, Geburtsstationen oder Intensivstationen. Schon bei der Anschaffung können Sie zwischen der mobilen Variante, der Anbringung an der Wand oder an der Decke wählen und können so Ihre Arbeitsabläufe optimal ergänzen.

Egal, für welche Variante Sie sich entscheiden, die HexaLux bietet bis zu 65.000 Lux reines, weißes LED-Licht in fünf Lichtintensitäts- und

Konfigurationsstufen. Die 16 LEDs verfügen über eine lange Lebensdauer von 50.000 Stunden bei dauerhaft gleichbleibender hoher Leistung. Der modulare Aufbau und die teilweise einfach mögliche (De-)Montage der Einheit sorgen für eine schnelle Installation und geringe Ausfallzeiten. Über den zentralen Griff der Leuchte werden alle Funktionen bequem gesteuert. Der Griff kann einfach und schnell entfernt und sterilisiert werden, was für höchstmögliche Hygiene in der Anwendung sorgt. Verfügbares optionales Zubehör wie ein Regal, ein Korb oder ein einziehbares Netzkabel ergänzen Ihre Nutzungszwecke perfekt und machen die HexaLux zu Ihrem zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag. Gerne beraten wir Sie diesbezüglich und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Untersuchungsleuchte

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß