



\*Abbildung ähnlich

## **MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR BRUTSCHRANK IF**

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206700

Hersteller: Memmert

**Preis: ab 54,68 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Brutschränken der IF-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für:

IF30;IF30plus;IF55;IF55plus;IF75;IF75plus;IF110;IF110plus;IF260;IF260plus;IF450;IF450plus;IF750;I

Material: Edelstahl