




*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR BRUTSCHRANK IFM

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206702

Hersteller: Memmert

Preis: ab 54,68 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Brutschränken der IFm-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für:

IF30m;IF30mplus;IF55m;IF55mplus;IF75m;IF75mplus;IF110m;IF110mplus;IF160m;IF160mplus;IF260

Material: Edelstahl